

SPIS TELEFONÓW IMIM PAN

10-08-2020

Centrala: 12 2952800

Sekretariat: 12 2952801

Fax: 12 2952804

Numer bezpośredni = 12 295 + numer wewnętrzny = 12 295xxxx

Nazwisko i Imię	pokój	tel. wew.	Nazwisko i Imię	pokój	tel. wew.
Armatys Kinga	101	2839	Siudek Celina	225	2801
Bartkowiak Amanda	108A	2868	Skoczek Krzysztof	028	2810
Bełtowska-Lehman Ewa	009	2829	Skowron Monika	221	2846
Bieda-Niemiec Magdalena	106A	2806	Sobczak Natalia	212	2812
Bigos Agnieszka	226	2842	Solecka Monika	102	2805
Bobrowski Piotr	102	2805	Stan Henryk	213	2813
Brzoza-Kos Agnieszka	107	2807	Stan-Głowińska Katarzyna	001	2826
Bugajska Monika	107	2807	Starowicz Zbigniew	217	2847
Chulist Robert	008	2849	Strąg Martyna	105	2822
Ciołek Jowita	225	2852	Strojek-Więcek Małgorzata	101	2839
Czaja Paweł	008	2849	Sumara Sebastian	108	2837
Czeppe Tomasz	220	2864	Sypień Anna	207	2808
Czerny Monika	208B	2809	Szczerba Maciej	105A	2823
Deda Jolanta	123	2834	Szlezzynger Maciej	018	2841
Dębski Adam	214	2814	Sztiwertnia Krzysztof	021	2850
Dobosz Aleksandra	215	2815	Szymkiewicz Krzysztof	108	2837
Drewienkiewicz Aleksandra	105	2822	Świątek Zbigniew	013	2832
Dutkiewicz Jan	119	2861	Tarasek Anna	102	2805
Faryna Marek	115	2828	Terlicka Sylwia	214	2814
Federyga Adam	027	2890	Trelka Anna	113	2817
Filipek Joanna	225	2820	Trembecka-Wójciga Klaudia	106	2840
Fima Przemysław	205	2824	Trybuła Marcela	208B	2809
Gancarz Tomasz	205	2824	Wierzbicka-Miernik Anna	114	2851
Garzeł Grzegorz	219	2843	Więcek Justyna	226	2842
Gaweł Krzysztof	028	2810	Wojewoda-Budka Joanna	116	2802
Gąsior Władysław	216	2816	Woczyński Waldemar	106A	2806
Góral Anna	108A	2868	Wójcik Anna	208B	2809
Guśpiel Jan	010	2830	Wrona Aldona	224	2819
Imbir Gabriela	105	2822	Zabrocki Miłosz	215	2815
Janus Karol	126	2844	Zięba Amelia	126	2844
Janusz-Skuza Marta	102	2805	Zięba Paweł	117	2866
Jarzębska Anna	106	2840			
Kalita Damian	108	2837	Pomieszczenia:		
Kania Zbigniew	109	2811	<i>mikroskopy Titan i Scios2 - nowy budynek</i>		2870
Kopyto Marek	217	2847	<i>laboratorium pok. 003</i>	003	2871
Korniewa-Surmacz Anna	107A	2825	<i>twardościomierz pok.004</i>	004	2872
Kowalski Wojciech	121	2863	<i>laboratorium kalorymetrii pok.005</i>	005	2873
Krzyżak Zbigniew	028	2810	<i>mikroskop SEM pok.006</i>	006	2874
Kwiecień Izabella	107	2807	<i>serwerownia pok.007</i>	007	2875
Lityńska-Dobrzyńska Lidia	019	2836	<i>mikroskop ESEM pok.008</i>	008	2876
Maj Łukasz	113	2817	<i>mikroskop sil atomowych pok.012</i>	012	2877
Major Aneta	124	2803	<i>pokój gościnny 014</i>	014	2878
Major Bogusław	223	2848	<i>pokój gościnny 015</i>	015	2879
Major Łukasz	013	2832	<i>mikroskop Philips pok.016</i>	016	2880
Major Roman	118	2860	<i>mikroskop akustyczny pok.018A</i>	018A	2881
Mania Izabela	104	2855	<i>mikroskop Quanta pok.023</i>	023	2882
Maziarz Wojciech	022	2857	<i>mikroskop FEI pok.025</i>	025	2883
Migo Irena	209	2838	<i>pokój portierów</i>	026	2884
Miszczyk Magdalena	120	2862	<i>hala technologiczna</i>	032	2885
Morawiec Adam	020	2854	<i>warsztat</i>	033	2886
Morgiel Jerzy	022A	2853	<i>laboratorium pok.034</i>	034	2887
Mzyk Aldona	108A	2827	<i>laboratorium RTG pok.110</i>	110	2888
Okwieka Nina	124	2835	<i>mikroskop konfokalny pok.201</i>	201	2889
Ozga Piotr	218	2818	<i>laboratorium pok.202A</i>	202A	2891
Pac Marek	221	2845	<i>laboratorium pok.202B</i>	202B	2892
Paul Henryk	122	2833	<i>laboratorium pok.203</i>	203	2893
Pawlik Krzysztof	211	2821	<i>laboratorium pok.204</i>	204	2894
Petrzak Paweł	104	2855	<i>laboratorium pok 206</i>	206	2895
Pomorska Małgorzata	107A	2825	<i>laboratorium pok 208</i>	208	2896
Przybyło Witold	029	2859	<i>laboratorium pok. 208A</i>	208A	2897
Pstruś Janusz	011	2831	ZLB	210A	2898
Rogal Łukasz	001	2826	Filia IMIM PAN w Kozach tel:		338174249

Niektóre usługi realizowane przez centralę telefoniczną IMIM PAN:

Przekazanie rozmowy bez oferowania:

- 1) Nie odkładaj słuchawki!
- 2) Wciśnij **FLASH**
- 3) Po sygnale kontynuacji wybierz **numer wewnętrzny**
- 4) Odłóż słuchawkę

Przekazanie rozmowy z oferowaniem:

- 1) Nie odkładaj słuchawki!
- 2) Wciśnij **FLASH**
- 3) Po sygnale kontynuacji wybierz **numer wewnętrzny**
- 4) Poczekaj na zgłoszenie abonenta wewnętrznego i przekaz mu informację o połączeniu
- 5) Odłóż słuchawkę
lub
- 6) nie odkładając słuchawki jeśli abonent wewnętrzny się nie zgłasza albo jest zajęty to naciskając **FLASH 0** powrócisz do abonenta dzwoniącego z zewnątrz

Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na inny numer:

- 1) Podnieś słuchawkę Twojego aparatu
- 2) Wybierz ***734 numer** na który chcesz przekierować rozmowy (4-cyfrowy wewnętrzny lub poprzedzony zerem numer zewnętrzny)
- 4) Odłóż słuchawkę - centrala będzie przenosiła rozmowy na **numer** podany w pkt. 2)

Odwołanie przeniesienia dzwonienia na inny numer:

- 1) Podnieś słuchawkę Twojego aparatu
- 2) Wybierz ***734**
- 3) Odłóż słuchawkę - centrala anuluje przeniesienie rozmów na **numer** podany j.w.

Bezwarunkowe przeniesienie dzwonienia na inny numer wewnętrzny (jestem tu!):

- 1) Podnieś słuchawkę aparatu, na który chcesz przekierować rozmowy
- 2) Wybierz ***735 numer wewnętrzny Twojego aparatu** (z niego rozmowy będą przekierowywane)
- 4) Odłóż słuchawkę - centrala będzie przenosiła rozmowy na **numer wewnętrzny z którego wysłałeś komendę**

Odwołanie przeniesienia dzwonienia na inny numer wewnętrzny (jestem tu!):

- 1) Podnieś słuchawkę Twojego aparatu
- 2) Wybierz ***735**
- 3) Usłyszysz sygnał potwierdzenia
- 4) Odłóż słuchawkę - centrala anuluje wszystkie przeniesienia bezwarunkowe z **Twojego aparatu telefonicznego**

Przeniesienie dzwonienia na inny numer gdy Twój aparat nie odbiera przez 20 sekund:

- 1) Podnieś słuchawkę Twojego aparatu
- 2) Wybierz ***737 numer** na który chcesz przekierować rozmowy (4-cyfrowy wewnętrzny lub poprzedzony zerem numer zewnętrzny)
- 3) Usłyszysz sygnał potwierdzenia
- 4) Odłóż słuchawkę - centrala będzie przenosiła rozmowy gdy Twój aparat nie odbiera przez 20 sekund:

Odwołanie przeniesienia dzwonienia na inny numer gdy Twój aparat nie odbiera przez 20 sekund:

- 1) Podnieś słuchawkę Twojego aparatu
- 2) Wybierz ***737**
- 3) Usłyszysz sygnał potwierdzenia
- 4) Odłóż słuchawkę - centrala anuluje przeniesienie "gdy nie odbiera"